


Madison

EVO

Prothèse totale de genou






Madison

Prothèse totale de genou



IMPLANTS




Composants fémoraux

- 8 tailles (1 à 8)
- Chrome cobalt
- Conservation du croisé ou postéro-stabilisé
- Sans ciment HA ou cimenté
- Trochlée anatomique



Inserts tibiaux

- 8 tailles (1 à 8)
- Polyéthylène haute densité UHMWPE
- 4° de pente postérieure intégrée
- Epaisseurs 10, 12 et 14 mm pour la conservation du Ligament croisé (CR)
- Epaisseurs de 10 à 20 mm (inc. 2 mm) pour Ultra-Congruent (UC) et Postéro Stabilisé (PS)



Embases tibiales

- 8 tailles (1 à 8)
- Chrome cobalt
- Symétrique
- Fixe ou mobile
- Sans ciment HA ou cimenté
- Quille en V crénelée



Composants rotuliens

- 4 diamètres : 30, 33, 36 et 39 mm
- 2 épaisseurs : 8 et 10 mm
- Polyéthylène haute densité UHMWPE
- Resurfaçage et cimentée avec 3 plots



Optionnel

Tiges tibiales d'extension

- Alliage de titane
- Diamètre : 9, 11 et 13 mm
- Longueurs : 35, 55 et 95 mm

